

INCUBADORA DE BLOQUE DE BAÑO SECO SERIE I-V - MARCA BELLTRONIC



- Rango de control de temperatura: desde 5 °C por encima del ambiente hasta 80
- Cronometraje rango: 1 min ~ 999 min o 1seg ~ 999seg
- Control de temperatura precisión: $\leq \pm 0.3$ °C

SKU: N / A | **Categorías:** [Otros incubadores](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	BellBloqIncBSV-08	Microplaca 5-8x0.2ml	Any SKU / Modelo
	BellBloqIncBSV-01	40x0.2ml	Any SKU / Modelo
	BellBloqIncBSV-02	24x0.5ml	Any SKU / Modelo
	BellBloqIncBSV-03	15x1.5ml	Any SKU / Modelo
	BellBloqIncBSV-04	15x2.0ml	Any SKU / Modelo
	BellBloqIncBSV-05	8--12.5x12.5x32mm utilizado en Cuvette	Any SKU / Modelo
	BellBloqIncBSV-06	4x15ml	Any SKU / Modelo
	BellBloqIncBSV-07	2x50ml	Any SKU / Modelo

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características:

1. uniformidad y precisión de la temperatura excepcional-debido al control de temperatura avanzado combinado con alta calidad, bloque de ingeniería de precisión proporcionando un excelente contacto térmico
2. Amplia gama de bloques de aluminio intercambiables
3. calor a 105, sonda de temperatura externa opcional
4. bloques disponibles como accesorios para todas las aplicaciones-tubos, viales y microplacas
5. Se suministra la Herramienta de extracción de bloques, lo que permite eliminar fácilmente los bloques

Especificación técnica

1. Rango de control de temperatura: desde 5 °C por encima del ambiente hasta 80
2. Cronometraje rango: 1 min ~ 999 min o 1seg ~ 999seg
3. Control de temperatura precisión: $\leq \pm 0.3$ °C
4. Precisión de la pantalla: 0.1
5. Tiempo calefacción: ≤ 10 min (de 20°C a °C)
6. piezas de calefacción: calentador

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO