

INCUBADORA INFANTIL BELLINCINF-IN PRO



La incubadora infantil proporciona a los recién nacidos un ambiente ajustable a la temperatura y la humedad similar al del útero de la madre, que no se aplica a la transferencia del bebé.

SKU: N / A | **Categorías:** [Incubadora infantil](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción
	BellIncInf-II	Tamaño del paquete (W * D * H) mm: 1260 * 710 * 850 (Unidad de control y base)
	BellIncInf-III	Tamaño del paquete (W * D * H) mm: 1120 * 660 * 980 - 980 * 630 * 740
	BellIncInf-IV	Tamaño del paquete (W * D * H) mm: 1120 * 660 * 980 - 980 * 630 * 740

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Modo de servocontrol basado en microprocesador: temperatura del aire, temperatura de la piel, humedad, concentración de oxígeno.
- La humedad es ajustable en dos niveles.
- Exhibición 3.LED: fije la temperatura, la temperatura del aire, la temperatura de la piel, la humedad, la tarifa de poder del calor.
- Función de auto prueba, varias alarmas audibles y visuales.
- Modo predeterminado.
- Dispositivo de bloqueo independiente para la puerta de entrada.
- La inclinación de la cama infantil es ajustable.

Modelo	BellIncInf-II	BellIncInf-III	BellIncInf-IV
Especificación de la capilla			
Tamaño de campana (W * D * H) mm	980 * 630 * 740		
Tamaño del colchón (W * D) mm	650 * 370		
Cubierta del termostato	Una sola capa		Doble capa
Puerto de acceso	6 (2 puertos de iris)		
Ventana de funcionamiento	4		
Sello de infusión	3	5	
Parámetros técnicos			
Fuente de alimentación	AC110 / 220V $\pm$ 10%, 50 / 60Hz		
Consumo	650W		
Monitor	LED		
Modelo de control	Aire	Aire; Piel	
Temperatura del aire Rango de control (°C)	25 ~ 37, 37,1 ~ 38		
Skin Temp. Rango de control (°C)	N / A	32 ~ 37, 37,1 ~ 38	
Temperatura del sensor de piel Precisión (°C)	N / A	$\pm$ 0.3	
Temperatura. Tiempo de subida (desde 25 °C)	<30min		
Temperatura. Fluctuación (°C)	$\pm$ 0.5		
Colchón (Horizontal)	$\leq$ 0.8		
Temp. Uniformidad (°C)			
Rango de visualización de humedad relativa	N / A		0 ~ 100% de HR
Rango de control de humedad relativa	N / A		40% ~ 95% de HR
Rango Display de contenido de oxígeno	N / A		0 ~ 100%
Nivel de ruido de la incubadora interior	<50dB [A]		

Modelo	BellIncInf-II	BellIncInf-III	BellIncInf-IV
Ángulo de inclinación de la cama infantil	± 10%		
Condición de uso			
Temp. De trabajo Rango (°C)	20 ~ 30		
Humedad relativa de trabajo	30% ~ 75% de HR		
Tasa de flujo de aire ambiental	<0.3m / s		
Presión atmosférica de trabajo	500 ~ 1060 hpa		
Alarma	Falla de energía, falla del ventilador, temperatura. Falla del sensor, sobre AirTemp.Alarm, Temperatura. Desviación		
Accesorio estándar	Conector de interfaz RS232, portasueros, bandeja, cajón * 4		
Peso neto	80kg	95kg	100kg
Tamaño del paquete (W * D * H) mm	1260 * 710 * 850	1120 * 660 * 980	1120 * 660 * 980
Unidad de Contro y Gabinete	(Unidad de control y base)	980 * 630 * 740	980 * 630 * 740
capucha			
Peso bruto	100kg	140kg	150kg

COTECNO