

INCUBADORA INFANTIL BELLINCINF-TR1



Características:

- Basado en microprocesador: temperatura del aire, temperatura de la piel.
- Alimentación CA y CC alternativamente, DC12V o DC 24V Encienda la ambulancia.
- Pantalla LED: temperatura del aire, de la piel, temperatura establecida y potencia de la batería interna.
- Función autoevaluación; varias alarmas de fallas audibles y visuales.
- La cama infantil se puede sacar fácilmente de la puerta lateral.
- La altura de la incubadora es ajustable.
- Humedad del flujo de aire natural y sistema de suministro de oxígeno.

SKU: BellIncInf-TR1 | Categorías: Incubadora infantil |



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo Bellincinf-TR1

Especificación de la capilla

Tamaño del colchón (W * D) mm 630 * 320 Cubierta del termostato Doble capa

Puerto de acceso 6 (2 puertos de iris)

Ventana de funcionamiento 4
Sello de infusión 5

Parámetros técnicos

Fuente de alimentación $AC110 / 220V \pm 10\%$, 50 / 60Hz

Consumo 450W

Monitor LED

Modelo de control Aire; Piel

Temperatura del aire Rango de control (°C) $25 \sim 37, 37, 1 \sim 38$ Skin Temp. Rango de control (°C) $32 \sim 37, 37, 1 \sim 38$

Temperatura del sensor de aire / piel Precisión (°C) \pm 0.3

Temperatura. Hora de levantarse \leq 40min

Temperatura. Fluctuación (°C) \pm 1

Colchón (Horizontal) Temp. Uniformidad (°C) \leq 1.5

Capacidad de la caja de agua (ml) 1200

Nivel de ruido de la incubadora interior \leq 60dB [A]

Batería principal DC12V 40AH, batería de iones de litio

Tiempo de carga 12 horas
Tiempo de trabajo de la batería 2 horas

Batería Auxiliar DC8.4V 0.17AH, batería de iones de litio

Condición de uso

Temp. De trabajo Rango (°C) $10 \sim 30$

Humedad de WorkingRelative $30\% \sim 75\%$ de HR

Tasa de flujo de aire ambiental <1 m / s

Transporte y almacenamiento Temp. Rango (°C) -40 \sim 55

Transporte y almacenamiento de humedad relativa \leq 95% RH

Transporte y almacenamiento Presión atmosférica 500 \sim 1060 hPa

Falla de energía, falla del ventilador, temperatura. Falla del

Sensor, Sobre Temp., Temp. Desviación

Accesorio estándar Cilindros de oxígeno * 2, portasueros, LED observe la luz, Cajón

* 2

Accesorio opcional Resucitador infantil, aspirador de baja presión, trolly de

ambulancia

Peso neto 95kg

Tamaño del paquete (W * D * H) mm 1000 * 700 * 880 Carro de la unidad de control 1450 * 640 * 560

Peso bruto 170kg



