

JERINGA DE 100 ML PARA LA SERIE WPS-3000



Documentos

- [11-3332.pdf](#)

SKU: 11-3332 | **Categorías:** [Dionex](#), [Termo](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DETALLES DE PRODUCTO

OEM: Dionex Modelo: WPS-3000 Número de pieza OEM: 6822.0002

COMPATIBILIDAD

	Marcas (OEM)	Modelos
Dionex		WPS-3000

ESPECIFICACIONES

N. ° de pieza de Sciencix	11-3332
---------------------------	---------

COTECNO