

JERINGA DE VIDRIO Y METAL, SANITEX 30ML: 1,0ML, PUNTA DE ESCRITURA



SKU: PG-7 20044 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) | **Etiquetas:** [10ml](#), [30ml](#), [escritura](#), [jeringa](#), [metal](#), [punta](#), [SANITEX](#), [vidrio](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

JERINGA DE VIDRIO Y METAL, SANITEX 30ML: 1,0ML, PUNTA DE ESCRITURA

Descripción: Jeringa de vidrio y metal.

Nombre del producto: SANITEX

Volumen y graduación: 30 ml: 1,0 ml.

Consejo: consejo de grabación

Uso: Sólo para uso técnico.

Autoclavabilidad: esterilización hasta 200°C.

Color de graduación: graduación ámbar

Émbolo de jeringa: émbolo de acero.

Materiales: vidrio, acero.

Fabricante/distribuidor: Poulten & Graf

Tamaño: 30

[Source link](#)

[Record Syringes SANITEX](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Record Syringes SANITEX

COTECNO