

## JUEGO DE BANCO DE GRAVEDAD ESPECÍFICA -H-2713B.4F



**SKU:** H-2713B.4F | **Categorías:** [Agregados](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Estructura Plataforma](#), [Gravedad específica](#), [Humboldt](#) | **Etiquetas:** [AASHTO T166](#), [AASHTO T209](#), [AASHTO T85](#), [AASHTO T275](#), [ASTM C127](#), [ASTM C20](#), [ASTM C642](#), [ASTM C830](#), [ASTM D1188](#), [ASTM D2041](#), [ASTM D2726](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nuestro banco de pesaje por gravedad específico incluye nuestro banco de lujo, un kit de tanque de gravedad específico H-2712 con calentador y bomba de circulación.

El banco mide 46 "(1168 mm) de alto con una plataforma superior de 31" x 25 "(787 x 635 mm), que incluye un orificio para acomodar la báscula de peso por debajo y una repisa operada por manivela que le permite traer el agua tanque hasta la muestra, lo que facilita la inmersión de la muestra.

El kit de tanque H-2712 está compuesto por 26 galones. (98.4L) tanque de polietileno, que mide 18 "x 18" x 18 "(457 x 457 x 457mm) y viene con una válvula de drenaje y puerto de desbordamiento. También viene con un calentador de tanque duradero de 200 vatios y una bomba de circulación, los cuales están unidos a un soporte de montaje de acero inoxidable que se sostiene de forma segura en el tanque.

### Solicite una báscula de pesaje por separado.

El banco de gravedad específica admite las siguientes normas: ASTM C20, [ASTM C127](#), ASTM C642, ASTM C830, ASTM D1188, [ASTM D2041](#), ASTM D2726, AASHTO T85, AASHTO T166, AASHTO T209, AASTO T275

## ACCESORIOS



[H-3351](#)

Contenedor de muestras para la solidez del agregado



[H-3353](#)

Recipiente de muestra para agregado grueso




[H-3371](#)

Cesta de gravedad específica



[H-3355](#)

Tamiz de Gravedad Específica #  
4



[H-2715](#)

Tubo hueco, gravedad específica



[H-3372](#)

Cubo de reemplazo  
QuarterMaster™



[HB-3535](#)

Balanza de alta capacidad  
Ohaus Ranger 7000, 9,000g -  
40,000g



[HB-4506A](#)

12.000 Ohaus Explorador de  
Equilibrio de alta capacidad



[HB-4545B](#)

Balanzas de precisión Adam  
Nimbus, 9,000g - 40,000g

[ASTM C127](#)

ASTM C642

ASTM C830

ASTM D1188

[ASTM D2041](#)

ASTM D2726

AASHTO T85

AASHTO T166

AASHTO T209

AASHTO T275

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO