

JUEGO DE DOSIFICADORES CON TUBOS DE DRENAJE, OPTIFIX 10 + 30HF, 30 - 50 ML



SKU: PG-101 09448 | **Categorías:** [Manejo de Líquidos](#) | **Etiquetas:** [30HE](#), [con](#), [dosificadores](#), [drenaje](#), [Juego](#), [OPTIFIX](#), [tubos](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

JUEGO DE DOSIFICADORES CON TUBOS DE DRENAJE, OPTIFIX 10 + 30HF, 30 - 50 ML

Descripción: Dispensador para un juego de tubos de salida.

Nombre del producto: OPTIFIX

Volumen y graduación/tamaño: 10 + 30HF, 30 - 50 ml.

Materiales: fabricado en PTFE, PP.

Fabricante/distribuidor: Poulten & Graf

[Source link](#)

[Liquid Handling](#)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Liquid Handling

COTECNO