

## JUEGO DE PRUEBA MECÁNICA CBR -H-4152



**SKU:** H-4152 | **Categorías:** [CBR](#), [CBR Marcos de carga](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio de suelos](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Conjunto completo de pruebas mecánicas utilizado para las pruebas de CBR. Incluye un complemento completo de equipos de prueba para realizar pruebas de CBR. El conjunto de prueba presenta la prensa de carga H-4156 (marco de carga), que utiliza un gato mecánico de dos posiciones para proporcionar velocidades de prueba estables, así como un desplazamiento rápido de la placa para el posicionamiento de la muestra. La prensa incluye un anillo de carga calibrado H-4454.100, 11,000lbf (48.8kN), un pistón de penetración H-4178, 1.95 "(49.5mm) diámetro (área 3 in<sup>2</sup>), un H-4158.1, 1,000" x .001 , indicador de cuadrante y un soporte indicador de dial H-4178BR, Dimensiones totales: 18 "x 12" x 34 "(45.8 x 30.5 x 86.4cm).

### El conjunto de prueba de CBR incluye:

- H-4156: (1) Prensa de carga mecánica
- H-4151: (4) molde
- H-4153: (1) Disco espaciador
- H-4154: (4) pantallas de filtro
- H-4172: (2) Placas hinchables
- H-4158: (1) accesorio para trípode
- H-4175; (4) Pesos de recargo
- H-4176: (4) Pesos de recargo ranurado
- H-4170A: (1) Martillo de densidad
- H-4144.12: (1) Borde recto, 12 pulgadas
- H-4174: (1) Borde de corte
- [Repuestos](#)



H-4151

CBR molde con base perforada,  
6 "



H-4153

Disco Espaciador



H-4154

Pantallas de filtro



H-4172

Placa de Hinchamiento



H-4158

Acoplamiento del trípode



H-4460

Calibrador de Gauge



H-4175

Pesos de recargo, 5 lb



H-4176

Pesos de recargo ranurados, 5 lb



H-4174

Borde de corte

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO