

## JUEGO DE PUENTES MICRÓMETROS—H-2903



**SKU:** H-2903 | **Categorías:** [Cambio de volumen de la lechada](#), [Cemento](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Diseñado para sujetar un cilindro para permitir mediciones repetidas de cambio de volumen sin mover o alterar la muestra.

Incluye los siguientes elementos:

H-2901 Micrometro puente

H-2902 Calibrador de profundidad en micrómetros

H-2904 Cilindro cónico moldeado

H-2905.2 Barra de apisonamiento

H-2905.2 Placa de vidrio

H-2905.3 Peso.

- [Repuestos](#)



[H-2901](#)

Puente para micrómetro



[H-2902](#)

Medidor de Profundidad del Micrómetro



[H-2904](#)

Molde cónico 3 " X 6 "



[H-2905.1](#)

Varilla de Empuje



[H-2905.2](#)

Placa de vidrio



[H-2905.3](#)

Peso para puente de micrometro

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO