

## JUNTA (ADAPTADOR DE REDUCCIÓN) BOCA GRANDE Y TAPÓN PEQUEÑO, BOCA DE ESMERILADO ESTÁNDAR - BELLVID-CJUNTABGTP-03



**SKU:** B-01-21-0100-0402 | **Categorías:** Adaptador y articulaciones, Insumos de Laboratorio, Material de vidrio de laboratorio |



## **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Descripción

## **Características:**

Modelo	Código Sku	Boca molida		Tapón de tierra
BellVid-CJuntaBGTP-01 B	3-01-21-0100-0400	14/23	10/19	
BellVid-CJuntaBGTP-02 B	3-01-21-0100-0401	19/26	10/13	
BellVid-CJuntaBGTP-03 B	3-01-21-0100-0402	19/26	14/23	
BellVid-CJuntaBGTP-04 B	3-01-21-0100-0403	24/29	10/19	
BellVid-CJuntaBGTP-05 B	3-01-21-0100-0404	24/29	14/23	
BellVid-CJuntaBGTP-06 B	3-01-21-0100-0405	24/29	19/26	
BellVid-CJuntaBGTP-07 B	3-01-21-0100-0406	29/32	19/26	
BellVid-CJuntaBGTP-08 B	3-01-21-0100-0407	29/32	24/29	



## INFORMACIÓN ADICIONAL