

## KIT DE CONVERSIÓN DE 20 MM



**SKU:** AT20KIT | **Categorías:** [Accesorios de Probador de Adhesión](#), [Ensayos no destructivos](#), [Probador de Adhesión](#), [Propiedades de metales y cerámica de carbono](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Características principales:

- El separador intercambiable permite que PosiTest ATM20 o ATA20 extraigan plataformas de 10, 14 y 20 mm
- Ideal para acabados de alta adherencia, como recubrimientos en metal
- Incluye soporte de 20 mm, sierra de perforación de 20 mm y plataformas de ensayo de aluminio de 20 mm (20)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO