

KIT DE DISECCIÓN PARA CARPAS KOI PB.5115 PARA MICROSCOPIOS



SKU: N / A | **Categorías:** [Accesorios para Reparación de Muestras de Microscopio](#), [Equipos de Disección para Microscopios](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Euromex ofrece tanto a los profesores, estudiantes y aficionados de microscopía una amplia gama de productos necesarios para la preparación de las muestras de microscopía como pueden ser porta-objetos, cubre-objetos, kits de disección, tinciones, solución de montaje, microtomos... Productos de calidad y la mejor manera de complementar su microscopio Euromex

Kit de disección de 8 piezas para carpas Koi en caja de plástico PB.5115

Kit que incluye pinza con puntas serradas, pinza con puntas redondeadas, dos tijeras de disección, sonda de punta roma, bisturí Nº 4, paquete de 5 cuchillas de punta roma y paquete de 5 cuchillas de punta afilada. En caja de plástico

A DESTACAR

- 8 piezas
- Calidad superior
- Con caja de plástico
- Fabricado con acero inoxidable

MODELOS

MODELO	Número de piezas	Incluye	Suministrado con
Kit de disección para PB.5115 Carpas Koi	8	Pinza de puntas serradas (PB.5060) Pinza de puntas romas (PB.5062) Tijera de disección (PB.5080) Tijera de disección (PB.5084) Sonda de punta roma (PB.5056) Bisturí Nº4 (PB.5094) 5 Cuchillas (PB.5095)	Caja de plástico

MODELO Kit de disección para

Número de piezas

Incluye

Suministrado con

5 Cuchillas (PB.5096)

ESPECIFICACIONES

Kit de disección para carpas Koi que incluye pinza de disección (PB.5060), pinza de disección con puntas romas (PB.5062), tijera con punta roma/afilada (PB.5080), tijera de disección con puntas afiladas (PB.5084), sonda con punta roma (PB.5056), bisturí N°4 (PB.5094), 5 cuchillas con punta afilada (PB.5095) y 5 cuchillas con punta roma (PB.5096)

Todos nuestros instrumentos están hechos de acero inoxidable de máxima calidad. Se suministra en caja de plástico

DOWNLOADS

 [Accesorios de preparación ficha técnica Españoldownload](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Modelos

COTECNO