

KIT DE DISECCIÓN PB.5111 PARA MICROSCOPIOS



SKU: N / A | **Categorías:** [Accesorios para Reparación de Muestras de Microscopio](#), [Equipos de Disección para Microscopios](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Euromex ofrece tanto a los profesores, estudiantes y aficionados de microscopía una amplia gama de productos necesarios para la preparación de las muestras de microscopía como pueden ser porta-objetos, cubre-objetos, kits de disección, tinciones, solución de montaje, microtomos... Productos de calidad y la mejor manera de complementar su microscopio Euromex

Kit de disección de 6 piezas en caja de plástico modelo PB.5111

Kit que incluye aguja recta de disección, aguja con forma de lanceta, pinzas de disección, tijeras de disección y un bisturí para cuchillas intercambiables Nº4 y un paquete de 5 cuchillas

A DESTACAR

- 6 piezas
- Calidad superior
- Con caja de plástico
- Fabricados en acero inoxidable

MODELOS

MODELOS Kit de disección para
PB.5111 Todas las aplicaciones

Número de piezas
6

Incluye

Suministrado con

Aguja de disección (PB.5050) Caja de plástico
Aguja de disección (PB.5054)
Pinza de disección (PB.5067)
Tijera de disección (PB.5084)
Bisturí Nº4 (PB.5094)
Cuchillas (PB.5096)

ESPECIFICACIONES

Kit de disección con una aguja recta (PB.5050), aguja en forma lanceta (PB.5054), pinzas de disección (PB.5067), tijeras de disección (PB.5084) y un bisturí de cuchillas intercambiables Nº 4 (PB.5094) y paquete de 5 cuchillas (PB.5096) de punta roma

Todos nuestros instrumentos están hechos de acero inoxidable de máxima calidad. Se suministra con caja de plástico

Downloads

 [Accesorios de preparación ficha técnica Españoldownload](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Modelos

COTECNO