

KIT DE PRUEBAS SCC



Parámetros mecánicos

1 kit se compone de los siguientes materiales desechables

- 100 uds. LACTOCHIP x4
- 400 uds. colorante liofilizado SOFIA VERDE
- 800 uds. puntas para pipeta automática
- Dimensiones de la caja (W x D x H): 30x25.5x13.5 cm
- Peso: <1,5 kg
- Caja de almacenamiento de cartón

SKU: LACTOSCAN-KTSCC | **Categorías:** [Pruebas de SCC Kits](#)[SCC](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Consumibles para realizar 400 pruebas con el contador de células somáticas LACTOSCAN SCC

Condiciones ambientales

Almacenamiento

- Consérvelo en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente (15-25°C), protegido de la luz solar directa
- ¡No guardar en el frigorífico!

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO