

## KIT DE REPARACIÓN ROCKER 600



<https://youtu.be/ZmXPnmHjxN0>

**SKU:** 1240046 | **Categorías:** [Equipos de Laboratorio - Sterlitech](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las bombas de vacío de la serie Rocker funcionan con pistones, no tienen aceite y pueden proporcionar vacío o presión en una sola unidad.

- **SKU:** 1240046
- **N ° de Modelo:** 167600-62
- **Caudal (lpm):** Parte
- **Caballo de fuerza:** N / A
- **Marca:** ROCKER

### Aplicaciones de bomba de vacío sin aceite Rocker

- Filtración para prueba de microbiología.
- Muestreo de aire
- Prueba sólida suspendida
- Filtración al vacío

### Aplicaciones de la bomba de vacío Gast

- Análisis de sangre
- Respiradores / Nebulizadores
- Almohadilla de vacío Hold-Down
- Dental / Quirúrgico
- Controles de cruce de automóviles
- Equipo de artes gráficas
- Análisis de aire y gas
- Extractores de leche
- Esterilizadores
- Cepillos de aire
- Marcadores de espuma agrícola
- Atomizadores de aceite
- Equipo de laboratorio

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO