

KIT DE VERIFICACIÓN PAV, NIST TRACEABLE -H-1640.2



SKU: H-1640.2 | **Categorías:** [Humboldt](#), [Repuestos y accesorios](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Proporciona verificación de temperatura y presión detectable por NIST e incluye un bloque de calibración. El rango de temperatura es de -201 a 1210 ° C con a? Precisión 0.03? C El rango de presión es de 0 a 500 psi con una precisión de? 0.25% de escala completa (ANSI / ASME B40.1 Grado 4A)

Accesorios



H-1640.1

Sistema de batería de respaldo UPS



H-1640.2

Kit de verificación PAV



H-1640.3

PAV Junta torica



H-1640.4

Adaptador CGA



H-1640.5

Manguera de alta presión



H-1640.6

Set de bandejas para muestras

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO