

LABORATORIO DE PLATAFORMA BELLTRONIC



- En el laboratorio de plataforma se incluyen una balanza de lodo, un embudo de pantano, una taza medidora, un filtro prensa, un kit de contenido de arena, un temporizador y todos los reactivos y material de laboratorio para realizar análisis de iones de cloruro. Todos los instrumentos de prueba están contenidos en un estuche de acero inoxidable de alto impacto personalizado. La caja es duradera, compacta y proporciona un almacenamiento conveniente. Estas pruebas cumplen con la Práctica recomendada de API para pruebas de campo de fluidos de perforación a base de agua, API RP 13B-1.
- Los usuarios pueden realizar mediciones rápidas in situ en el laboratorio, en el campo o en la plataforma de perforación.

SKU: B-01-16-02-11-0100 | **Categorías:** [Kits Portátiles de Campo](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Todos los kits pueden diseñarse a medida para cumplir con las especificaciones individuales de los clientes. Las solicitudes y sugerencias especiales son siempre bienvenidas.

Componentes del modelo de laboratorio portátil B-01-16-02-11-0100:

- Viscosímetro de embudo Marsh (plástico)
- Vaso medidor, 1000 ml (plástico)
- Balanza de lodo con brazo mecanizado, metal
- Prensa de filtro API
- Papel de filtro, 3 1/2 ", Caja de 100

Kit de contenido de arena

- Tamiz, malla 200
- Embudo
- Tubo

Material de laboratorio

- Papel pH, Dispensador Hydrion, pH 0-14
- Cepillo de botella, 3 "x 12"
- Brocha, Graduada, 1/2 "x 8"
- Probeta graduada, 10 ml x 0,1 ml, vidrio
- Plato de valoración de polietileno
- Varilla agitadora, 4 ", polietileno
- Pipeta, 1 mL x 0,01 mL, Vidrio
- Pipeta, 10 mL x 0,1 mL, Vidrio
- Termómetro con esfera de metal, vástago de 5 ", escala dual: 50 ° - 500 ° F (0 ° - 250 ° C)
- Temporizador, intervalo de 60 minutos
- Cronómetro, Digital

Reactivos

- Agua desionizada, 8 oz
- Solución de cromato de potasio, 2 oz UN3139

- Solución de nitrato de plata, .001 g, 0.0282 N, 8 oz
- Solución de nitrato de plata, .01 g, 0.282 N, 8 oz
- Tamaño: 26 "× 13" × 26,75 "(58 × 33 × 68 cm)
- Peso neto: 75 libras (34,1 kg)
- Tamaño de la caja: 31 "× 18" × 34 "(79 × 46 × 86 cm)
- Peso empaquetado: 140 lb (63,5 kg)

Especificaciones Técnicas

No. de parte	Modelo	Componentes
161-01	B-01-16-02-11-0100	• Viscosímetro de embudo Marsh, plástico • Vaso medidor, 1000 ml, plástico • Balanza de lodo con brazo mecanizado, metal • Prensa de filtro API • Papel de filtro, 3 1/2 ", Caja de 100 • Kit de contenido de arena • Se han incluido reactivos y material de laboratorio comúnmente necesarios para todos los elementos ensamblados.

COTECNO