

**LÁMPARA DE DEUTERIO DE LARGA DURACIÓN (2000 H), EQUIV. SEGÚN OEM #
2140-0813**



Documento

- [CTS-A11218.pdf](#)

SKU: CTS-A11218 | **Categorías:** [Agilent](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DETALLES DE PRODUCTO

OEM: Modelo Agilent: 1100, 1200, 1220, 1260, G1315A / B, G1365A / B Número de pieza OEM: 2140-0813

COMPATIBILIDAD

Marcas (OEM)	Modelos
Agilent	1100, 1200, 1220, 1260, G1315A / B y G1329A / B

ESPECIFICACIONES

N. ° de pieza de Sciencix	CTS-A11218
Pieza OEM #	2140-0813

COTECNO