

LAVADORA AUTOMÁTICA DE MICROPLACAS



Lavadora Elisa automática, se puede adaptar a las microplacas de 96 y 48 pocillos. Equipo profesional de washer de microplacas para uso médico, clínico, de laboratorio.

SKU: BellLavAutoMicrPlac-002 | **Categorías:** [Lavadora microplacas Elisa](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Pantalla LCD de 3.5 pulgadas con luz de fondo, fácil de operar.
- Fácil de nombrar, editar y guardar diferentes programas de lavado.
- Cualquier línea y agujero se puede limpiar fácilmente, innecesario para complementar la placa o tira completa.
- La tecla Parar o pausar en el panel puede elegirse para detenerse o pausarse durante el trabajo.
- Las placas múltiples se pueden seleccionar por configuración predeterminada o por operación manual.
- Soporte de microplaca desmontable, fácil de desinfectar y mantener
- La tecnología de control para la presión de la bomba puede evitar la obstrucción en las agujas.
- Los colectores desmontables facilitan la eliminación de partículas en los colectores.
- El sensor de aguas residuales evita el desbordamiento en la botella de residuos.

Parámetros técnicos:

Modelo	BellLavAutoMicrPlac-002
Modelo de placa	Plato plano, redondo, U, V (96 pocillos y 48 pocillos)
Tipos de colectores	8 y 12 vías
Tiempo de lavado	1 a 99 veces ajustable
Líneas de lavado	1 - 12 líneas seleccionables
Volumen residual	<0.7µl / bien
Modo de lavado	Platos o tiras
Uniformidad de dispensación	CV <1.5%
Volumen de dispensación	50-950 µl, intervalo 50 µl ajustable. (Puede extenderse a 0-6000µl, intervalo 25µl ajustable.)
Cantidad de canales de dispensación	3 canales
Tiempo de remojo y agitación	0-999 (segundos / minutos / horas) ajustable
Tiempo de aspiración	0.1-9.9 segundos ajustables, intervalo 0.1 segundo
Tiempo de lavado de tubería	0-240 segundos ajustables
Agua destilada automáticamente Intervalo de lavado	0-20 placas
Lenguaje de operación	Inglés
Fuente de alimentación	AC220V ± 10%, 50Hz
Tamaño del dispositivo	446 * 368 * 164 mm
Tamaño del paquete	640 * 468 * 458 mm
Peso neto	11.8kg
Peso bruto	13kg

COTECNO