

## LICUADORA DE LABORATORIO DE ALTA VELOCIDAD BELLTRONIC



**SKU:** B-01-16-02-02-0200 | **Categorías:** [Licuadoras y Batidoras](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Licuada de Laboratorio de Alta Velocidad Belltronic B-01-16-02-02-0200

#### Descripción de la Licuada de Laboratorio de Alta Velocidad Belltronic B-01-16-02-02-0200:

- Licuada de laboratorio B-01-16-02-02-0200, 10 niveles de velocidad variable, lo que facilita el ajuste y la elección del nivel de velocidad.
- 3800. 7600. 11400. 15200. 19000. 22800. 26600. 30400. 34200. 38000
- 3 programa de temporizador automático
- La licuada de laboratorio modelo B-01-16-02-02-0200 proporciona 3 temporizadores automáticos: 30, 60 y 120 segundos.
- Durable
- Jarra licuada sin BPA, hecha de acero inoxidable # 304, disponible para temperaturas frías y calientes. Embrague superior e inferior totalmente metálico.
- Sonido silencioso
- La licuada de laboratorio modelo B-01-16-02-02-0200 trae una nueva invención del nuevo concepto de sistema de flujo de aire para reducir el calor del motor. Estas características le permiten operar con menos ruido.

#### **Especificaciones de la licuada de laboratorio de alta velocidad**

| <b>Part No. Modelo</b>  | <b>Descripción y parámetros técnicos</b>  | <b>P.B.</b> |
|-------------------------|---|-------------|
| 326S B-01-16-02-02-0200 | 10 velocidades preestablecidas:<br>3800,7600,11400,15200,19000,22800,26600,30400,34200, 38000 RPM<br>Rango de velocidades variables: 0-38,000 RPM.<br>220 V $\pm$ 5% CA; 50/60 Hz; Potencia: 1800 W;<br>Capacidad: 1800 ml;<br>3 temporizador automático: 30, 60 y 120 segundos.<br>Peso neto / Peso bruto: 5,4 kg / 7,0 kg | 7.0kg       |

COTECNO