

LIMPIADOR DENTAL ULTRASÓNICO BELL-LIMDENULT-120W



- Rango de tiempo ajustable: 2~30min
- Pantalla digital de alta definición
- Calentamiento Detenido automáticamente por falta de agua
- El sistema de drenaje externo facilita el cambio del líquido de aclarado
- El diseño de bajo ruido hace que el funcionamiento sea silencioso
- Cesta especializada está diseñado para dispositivos delicados minutos que están libres de fricción y braise, por ejemplo, turbinas de piezas de mano de alta velocidad y baja velocidad.
- La pantalla LED de alta resolución facilita el funcionamiento.

SKU: B-01-29-0503-0100 | **Categorías:** [Instrumental dental](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

Modelo	Bell-LimDenUlt-120W
Código SKU	B-01-29-0503-0100
Voltaje	220V \pm 10%
Frecuencia	50Hz
enchufe de alambre	GB 3 núcleos/EN 3 núcleos
Poder ultrasónico	120W
Poder de calefacción	100W
Capacidad	5L
Temperatura de limpieza	20~80°C
Tamaño del producto	31,5*21,5*27 cm
Peso neto	5,5 kg
Tamaño interior	240*140*150mm
Rango de tiempo ajustable	2~30min
Mostrar	CONDUJO
Dispositivo de seguridad	Calentamiento detenido por falta de agua

COTECNO