

LISÍMETRO DE LABORATORIO



SKU: N / A | **Categorías:** [Lisímetro de Tamaño Pequeño](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Lisímetro de Laboratorio Información del producto:

El estudio de los procesos del suelo en condiciones de laboratorio ofrece una serie de ventajas: el entorno controlado permite experimentos más precisos, la escala se adapta a varios procesos y permite tiempos de prueba más cortos en comparación con los estudios de campo. Se pueden integrar diferentes materiales rápidamente. Los lisímetros de laboratorio se pueden usar para realizar tanto monolitos como columnas llenas específicamente.

Los experimentos de columna en lisímetros de laboratorio se prestan al examen de los parámetros físicos del suelo mediante el flujo de varios pasos o los experimentos de flujo de varios pasos. Estos también se pueden utilizar para medir el transporte conservador o reactivo.

UGT GmbH ofrece lisímetros de laboratorio en una variedad de configuraciones. Es posible controlar las condiciones de contorno utilizando una base de succión o riego por aspersión, así como configurar las sondas de medición libremente.

Cada sistema de lisímetro de laboratorio está adaptado específicamente personalizado de acuerdo con el proyecto planificado.

Detalles de pedido:

Art.-Nr.: 181232 Producimos su sistema de lisímetro de laboratorio de acuerdo con sus demandas y especificaciones del proyecto.

Descargas:

-  [Beregnungsanlage Laborlysimeter](#)
-  [Irrigation_System_Lablysimeter_Manual](#)
-  [Broschüre "Innovative Lysimetertechnologien"](#)
-  [Brochure "NOVEL LYSIMETERTECHNIQUES"](#)
-  [UGT Produktkatalog](#)
-  [UGT Product Catalog](#)

COTECNO