

LLENADOR DE PIPETAS, PARA PIPETAS DE HASTA 100 ML, FORTUNA 100 ML



SKU: PG-1 17004 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) | **Etiquetas:** [FORTUNA](#), [hasta](#), [Llenador](#), [para](#), [Pipetas](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LLENADOR DE PIPETAS, PARA PIPETAS DE HASTA 100 ML, FORTUNA 100 ML

Descripción: Llenador de pipetas, para pipetas de hasta 100 ml.

Nombre del producto: FORTUNA

Volumen y graduación: 100 ml.

Materiales: fabricado en caucho natural.

[Source link](#)

[Various Laboratory Products](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Various Laboratory Products

COTECNO