

## LOWARA FHF 100-200/185 CENTRIFUGAL PUMP



**SKU:** 100-200/185 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### LOWARA FHF 100-200/185 CENTRIFUGAL PUMP

Part Number: 100-200/185



#### Especificaciones

Marca	Lowara FHF
Presión de trabajo bar	12
Flujo l/min	1500-4167
Flujo m <sup>3</sup> /h	90-250
Impulsores	1
Motor	3~ 380-415/660-690 V
Motor rpm	2945-2955
Potencia kW	18.5
Potencia en HP	25.5
Polos	2
Temperatura máxima °C	85

#### Dimensiones / Pesos

Diámetro del impulsor	Ø200
Puerto de descarga	DN 100
Puerto de descarga	DN 100
Peso kg	79
Peso lb	174
Aplicación	Civil, Agricultural, Industrial



[Ver PDF](#)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO