

LOWARA FHF 100-200/370 CENTRIFUGAL PUMP



SKU: 100-200/370 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LOWARA FHF 100-200/370 CENTRIFUGAL PUMP

Part Number: 100-200/370



Especificaciones

Marca	Lowara FHF
Presión de trabajo bar	12
Flujo l/min	1500-5000
Flujo m ³ /h	90-300
Impulsores	1
Motor	3~ 380-415/660-690 V
Motor rpm	2945-2955
Potencia kW	37
Potencia en HP	51.1
Polos	2
Temperatura máxima °C	85

Dimensiones / Pesos

Diámetro del impulsor	Ø200
Puerto de descarga	DN 100
Puerto de descarga	DN 100
Peso kg	79
Peso lb	174
Aplicación	Civil, Agricultural, Industrial



[Ver PDF](#)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO