

LOWARA FHF 101391393 32-160/15 SC CENTRIFUGAL PUMP



SKU: 101391393 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LOWARA FHF 101391393 32-160/15 SC CENTRIFUGAL PUMP

Part Number: 101391393



Especificaciones

Marca	Lowara FHF
Presión de trabajo bar	12
Flujo l/min	150-400
Flujo m ³ /h	9-24
Impulsores	1
Motor	3~ 380-415/660-690 V
Motor rpm	2865-2895
Potencia kW	1.5
Potencia en HP	2.1
Polos	2
Temperatura máxima °C	85

Dimensiones / Pesos

Diámetro del impulsor	Ø160
Puerto de descarga	DN 32
Puerto de descarga	DN 32
Peso kg	30
Peso lb	66
Aplicación	Civil, Agrícola, Industrial



[Ver PDF](#)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO