

## LOWARA FHF 101391543 40-200/75 SC CENTRIFUGAL PUMP



**SKU:** 101391543 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### LOWARA FHF 101391543 40-200/75 SC CENTRIFUGAL PUMP

Part Number: 101391543



#### Especificaciones

Marca	Lowara FHF
Presión de trabajo bar	12
Flujo l/min	300-800
Flujo m <sup>3</sup> /h	18-48
Impulsores	1
Motor	3~ 380-415/660-690 V
Motor rpm	2920-2935
Potencia kW	7.5
Potencia en HP	10.4
Polos	2
Temperatura máxima °C	85

#### Dimensiones / Pesos

Diámetro del impulsor	Ø200
Puerto de descarga	DN 40
Puerto de descarga	DN 40
Peso kg	37
Peso lb	82
Aplicación	Civil, Agricultural, Industrial



[Ver PDF](#)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO