

LOWARA FHF 101391633 50-160/55 SC CENTRIFUGAL PUMP



SKU: 101391633 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LOWARA FHF 101391633 50-160/55 SC CENTRIFUGAL PUMP

Part Number: 101391633



Especificaciones

Marca	Lowara FHF
Presión de trabajo bar	12
Flujo l/min	600-1400
Flujo m ³ /h	36-84
Impulsores	1
Motor	3~ 380-415/660-690 V
Motor rpm	2930-2945
Potencia kW	5.5
Potencia en HP	7.6
Polos	2
Temperatura máxima °C	85

Dimensiones / Pesos

Diámetro del impulsor	Ø160
Puerto de descarga	DN 50
Puerto de descarga	DN 50
Peso kg	39
Peso lb	86
Aplicación	Civil, Agrícola, Industrial



[Ver PDF](#)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO