

LOWARA FHF 101391683 50-250/185 SC CENTRIFUGAL PUMP



SKU: 101391683 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LOWARA FHF 101391683 50-250/185 SC CENTRIFUGAL PUMP

Part Number: 101391683



Especificaciones

Marca	Lowara FHF
Presión de trabajo bar	12
Flujo l/min	600-1500
Flujo m ³ /h	36-90
Impulsores	1
Motor	3~ 380-415/660-690 V
Motor rpm	2945-2955
Potencia kW	18.5
Potencia en HP	25.5
Polos	2
Temperatura máxima °C	85

Dimensiones / Pesos

Diámetro del impulsor	Ø250
Puerto de descarga	DN 50
Puerto de descarga	DN 50
Peso kg	57
Peso lb	126
Aplicación	Civil, Agricultural, Industrial



[Ver PDF](#)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO