

LOWARA FHF 101391720 65-125/40 CENTRIFUGAL PUMP



SKU: 101391720 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LOWARA FHF 101391720 65-125/40 CENTRIFUGAL PUMP

Part Number: 101391720



Especificaciones

Marca	Lowara FHF
Presión de trabajo bar	12
Flujo l/min	800-1500
Flujo m ³ /h	48-90
Impulsores	1
Motor	3~ 380-415/660-690 V
Motor rpm	2890-2905
Potencia kW	4
Potencia en HP	5.5
Polos	2
Temperatura máxima °C	85

Dimensiones / Pesos

Diámetro del impulsor	Ø125
Puerto de descarga	DN 65
Puerto de descarga	DN 65
Peso kg	33
Peso lb	73
Aplicación	Civil, Agrícola, Industrial



[Ver PDF](#)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO