

LOWARA FHF 101391783 65-160/150 SC CENTRIFUGAL PUMP



SKU: 101391783 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LOWARA FHF 101391783 65-160/150 SC CENTRIFUGAL PUMP

Part Number: 101391783



Especificaciones

Marca	Lowara FHF
Presión de trabajo bar	12
Flujo l/min	900-2300
Flujo m ³ /h	54-138
Impulsores	1
Motor	3~ 380-415/660-690 V
Motor rpm	2940-2950
Potencia kW	15
Potencia en HP	20.7
Polos	2
Temperatura máxima °C	85

Dimensiones / Pesos

Diámetro del impulsor	Ø160
Puerto de descarga	DN 65
Puerto de descarga	DN 65
Peso kg	55
Peso lb	121
Aplicación	Civil, Agricultural, Industrial



[Ver PDF](#)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO