

LOWARA FHF 125-200/300 CENTRIFUGAL PUMP



SKU: 125-200/300 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LOWARA FHF 125-200/300 CENTRIFUGAL PUMP

Part Number: 125-200/300



Especificaciones

Marca	Lowara FHF
Presión de trabajo bar	12
Flujo l/min	2000-6667
Flujo m ³ /h	120-400
Impulsores	1
Motor	3~ 380-415/660-690 V
Motor rpm	2970-2975
Potencia kW	30
Potencia en HP	41.4
Polos	2
Temperatura máxima °C	85

Dimensiones / Pesos

Diámetro del impulsor	Ø200
Puerto de descarga	DN 125
Puerto de descarga	DN 125
Peso kg	113
Peso lb	249
Aplicación	Civil, Agrícola, Industrial



[Ver PDF](#)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO