

LOWARA FHF 125-270/900 CENTRIFUGAL PUMP



SKU: 125-270/900 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LOWARA FHF 125-270/900 CENTRIFUGAL PUMP

Part Number: 125-270/900



Especificaciones

Marca	Lowara FHF
Presión de trabajo bar	12
Flujo l/min	2500-10833
Flujo m ³ /h	150-650
Impulsores	1
Motor	3~ 380-415/660-690 V
Motor rpm	2970-2975
Potencia kW	90
Potencia en HP	124.2
Polos	2
Temperatura máxima °C	85

Dimensiones / Pesos

Diámetro del impulsor	Ø270
Puerto de descarga	DN 125
Puerto de descarga	DN 125
Peso kg	132
Peso lb	291
Aplicación	Civil, Agricultural, Industrial



[Ver PDF](#)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO