

MANGAS HYDRA BLINDADAS DE 4 " Y 2.5 LITROS



[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Características

- *Hecho para contener más de 2.5 litros de volumen de muestra.
- *Funda exterior protectora que duplica el grosor de la pared.
- *Útil en pozos de acero, perforaciones abiertas o en cualquier lugar donde un Mangas Hydra pueda entrar en contacto con bordes irregulares o un mayor potencial de abrasión.
- *Desechable
- *2.9 pulgadas de diámetro exterior por 37 pulgadas de largo. Rellene dentro de una columna de 7 pies. Lay-flat ancho 4.614 pulgadas.
- *Volumen máximo absoluto obtenible sin derramar 2.9 litros
- *Requiere el uso de 23 oz. Peso compacto y clip de peso

Especificaciones

[/vc_column_text][vc_table][14px]Dimensiones%20en%20el%20suelo,[14px]4.61%20%22ancho%20x%2037%22%20largo[[14px]Di%C3%A1metro%20lleno,[14px]2.9%20%22[[14px]Volumen%20lleno,[14px]~%202500ml[[14px]Trazo%20de%20relleno,[14px]37%20%22[/vc_table][[/vc_column][[/vc_row]

SKU: N / A | **Categorías:** [Mangas Hydra de 4 "](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO