

MANIQUÍ DE RCP INFANTIL AVANZADO PARA ENFERMERÍA BELL-MRCPI-23



SKU: N / A | **Categorías:** [Serie de Enseñanza Médica](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Maniquí de RCP Infantil Avanzado para Enfermería Bell-

MRCPI-23[/vc_column_text][vc_column][vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]Descripción del Producto:

- Nombre del producto: maniquí de RCP infantil avanzado para enfermería

- Producto No: Bell-MRCPI-23

- Material: PVC

- Descripción: Diseño de acuerdo con la estructura anatómica infantil, material importado, juntas flexibles, piel suave, realista y vívida.

- Características:

1) Cuidado general: cambiar pañales, usar ropa, cuidado bucal, terapia de frío y calor, vendajes.

2) Transfusión / punción venosa: la vena del brazo incluye: vena braquiocefálica y venas superficiales. La vena del cuero cabelludo incluye: vena frontal, vena temporal superficial y vena femoral.

3) Cuidado del cordón umbilical: cordón umbilical ligado, intubación venosa umbilical y transfusión.

4) Intubación gástrica: detectar la posición del tubo mediante auscultación; Puede practicar descompresión gastrointestinal, alimentación nasal, lavado gástrico, etc.

5) Punción de la médula ósea: practicar la punción tibial; El flujo de salida de la médula ósea simulativa muestra una operación de punción adecuada; El líquido del fármaco se puede inyectar y practicar la operación de transfusión.

6) Operación de entrenamiento de RCP.

7) Soporte boca a boca, boca a nariz, respirador simple a boca, monitorear electrónicamente la compresión; La frecuencia y el volumen de soplado, los tiempos de compresión, la frecuencia y la profundidad, el soplado y la compresión se pueden entrenar por separado.

- Embalaje: 1pcs / carton, 64x20x34cm, 8kgs

[/vc_wp_text][vc_column][vc_row]

COTECNO