

MANIQUÍ MULTIFUNCIONAL PARA EL CUIDADO DEL PACIENTE (HOMBRE) BELL-MANM-01M



SKU: N / A | Categorías: [Serie de Enseñanza Médica](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Maniquí Multifuncional para el Cuidado del Paciente (Hombre) Bell-

ManM-01M[/vc_column_text][[/vc_column][vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]Descripción del Producto:

- Nombre del producto: Maniquí multifuncional para el cuidado del paciente (hombre)

- Producto No: Bell-ManM-01M

- Material: PVC

- Descripción: Este modelo es adecuado para las escuelas de salud, enfermería y medicina en todos los niveles para su uso en la enseñanza de enfermería. Todas las articulaciones tienen actividad motora, la cintura puede doblarse, todas las partes son desmontables. El modelo está hecho de plástico semiduro, el material es duradero, se puede usar una gran variedad de entrenamientos

Enfermería y operación simple.

- Característica:

1) Lavado de cara, lavado de cuerpo en cama.

2) Enfermería de la cavidad oral, cuidado de los dientes artificiales.

3) Enfermería simple de traqueotomía.

4) Método de inhalación de oxígeno (congestión nasal, catéter nasal).

5) Alimentación nasal.

6) Lavado gástrico simple.

7) Prensa simple de RCP.

8) Una variedad de simulación de punción simple: biopsia pleural, biopsia hepática, punción renal, punción abdominal, punción de la médula ósea y punción lumbar.

9) Inyección de músculo deltoides, inyección subcutánea.

10) Inyección IV.

11) Transfusión venosa.

12) Inyección intragluteal.

13) Cateterización masculina.

- Embalaje: 1pcs / carton, 95x46x25cm, 10kgs

[/vc_wp_text][[/vc_column][vc_row]

COTECNO