

MÁQUINA DE HIELO DE LUJO (120KG)



Área aplicable

- Hospitales, escuelas, laboratorios, aplicaciones médicas, químicas, supermercados, hoteles y otras tiendas de productos del mar, etc.
- Capacidad de fabricación de hielo (kg / 24h): 120
- Capacidad de almacenamiento de hielo (kg): 40
- Forma de hielo:Partícula pequeña de hielo de nieve irregular
- Corriente de entrada (w): 550
- Temperatura de agua: 2~15°C
- Tanque:Acero inoxidable

SKU: BellMaqCopNiev-120 | Categorías: Máquina de hielo de laboratorio |



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



Pequeñas partículas de hielo de nieve irregular

Especificaciones Técnicas

Modelo BellMaqCopNiev-20

Capacidad de fabricación de hielo (kg / 24h) 20 Capacidad de almacenamiento de hielo (kg) 10

Forma de hielo Partícula pequeña de hielo de nieve irregular

Corriente de entrada (w) 280

Condensación Aire acondicionado

Temperatura ambiente $10\sim35^{\circ}$ C Temperatura de agua $2\sim15^{\circ}$ C

Tanque Acero inoxidable

Refrigerante R134a

Accesorios estandar 1-Tubo de entrada de agua / 1-Tubo de drenaje / 1-Cuchara de hielo

Accesorios Opcionales Filtr

Fuente de alimentación AC 220V±10%,50/60HZ; 110V±10%,60HZ

Peso neto (Kg) 28 Peso Bruto (kg) 36

Tamaño externo (W * D * H) mm 330*470*605 Tamaño del paquete (W * D * H) mm 460*620*760



INFORMACIÓN ADICIONAL