

MÁQUINA DE HIELO DE LUJO (150KG)



Área aplicable

- Hospitales, escuelas, laboratorios, aplicaciones médicas, químicas, supermercados, hoteles y otras tiendas de productos del mar, etc.
- Capacidad de fabricación de hielo (kg / 24h): 150
- Capacidad de almacenamiento de hielo (kg):40
- Forma de hielo:Partícula pequeña de hielo de nieve irregular
- Corriente de entrada (w): 680
- Temperatura de agua: 2~15°C
- Tanque:Acero inoxidable

SKU: BellMaqCopNiev-150 | Categorías: Máquina de hielo de laboratorio |



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



Pequeñas partículas de hielo de nieve irregular

Especificaciones Técnicas

Modelo BellMaqCopNiev-150

Capacidad de fabricación de hielo (kg / 24h) 150 Capacidad de almacenamiento de hielo (kg) 40

Forma de hielo Partícula pequeña de hielo de nieve irregular

Corriente de entrada (w) 680

Condensación Aire acondicionado

Temperatura ambiente $10\sim35^{\circ}$ C Temperatura de agua $2\sim15^{\circ}$ C

Tanque Acero inoxidable

Refrigerante R134a

Accesorios estandar 1-Tubo de entrada de agua / 1-Tubo de drenaje / 1-Cuchara de hielo

Accesorios Opcionales Filtro

Fuente de alimentación AC 220V±10%,50/60HZ; 110V±10%,60HZ

Peso neto (Kg) 60 Peso Bruto (kg) 84

Tamaño externo (W * D * H) mm 500*611*940 Tamaño del paquete (W * D * H) mm 720*620*1130



INFORMACIÓN ADICIONAL