

MÁQUINA DE HIELO DE LUJO (200KG)



.Área aplicable

- Hospitales, escuelas, laboratorios, aplicaciones médicas, químicas, supermercados, hoteles y otras tiendas de productos del mar, etc.
- Capacidad de fabricación de hielo (kg / 24h): 200
- Capacidad de almacenamiento de hielo (kg):60
- Forma de hielo:Partícula pequeña de hielo de nieve irregular
- Corriente de entrada (w): 1040
- Temperatura de agua: 2~15°C
- Tanque:Acero inoxidable

SKU: BellMaqCopNiev-200 | Categorías: Máquina de hielo de laboratorio |



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



Pequeñas partículas de hielo de nieve irregular

Especificaciones Técnicas

Modelo BellMaqCopNiev-200

Capacidad de fabricación de hielo (kg / 24h) 200 Capacidad de almacenamiento de hielo (kg) 60

Forma de hielo Partícula pequeña de hielo de nieve irregular

Corriente de entrada (w) 1040

Condensación Aire acondicionado

Temperatura ambiente $10\sim35^{\circ}$ C Temperatura de agua $2\sim15^{\circ}$ C

Tanque Acero inoxidable

Refrigerante R404a

Accesorios estandar 1-Tubo de entrada de agua / 1-Tubo de drenaje / 1-Cuchara de hielo

Accesorios Opcionales Filtr

Fuente de alimentación AC 220V±10%,50/60HZ; 110V±10%,60HZ

Peso neto (Kg) 80
Peso Bruto (kg) 105

Tamaño externo (W * D * H) mm 680*611*1100Tamaño del paquete (W * D * H) mm 670*740*1250



INFORMACIÓN ADICIONAL