



MAQUINA DE MUESTRA DE AIRE BIOLÓGICO DE ALTA EFECTIVIDAD CON PANTALLA DIGITAL BELL-MA-FK3



SKU: N / A | **Categorías:** [Muestreador biológico de aire](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



Product parameters

sampling flow	100L/min
Sampling head	316 stainless steel, numerous pores
Sampling mode	Three block design, can be customized sample volume
sampling quantity	0.001 ~ 9.999 cubic meters set arbitrary
Sampling head velocity	About 0.38 m/s, the same as the basic clean indoor wind speed
petri dish	Applicable standard generalized petri dish Φ 90 * 15
power supply	AC 220V, DC 14.8V
boundary dimension	200*240*150mm
Sampling head size	Φ 120*60
temperature	30°C $\pm$ 5
relative humidity	70%RH $\pm$ 10%
display window	LCD
weight	4KG

Details show

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Maquina de Muestra de Aire Biológico de Alta Efectividad con Pantalla Digital Bell-MA-FKC3

Muestreador de aire biológico de alta efectividad con pantalla digital El muestreador de aire biológico FKC-III es un eficiente colector de succión micro poroso. Se basa en un diseño de muestreo isocinético, el muestreo recoge directamente la boca de la cabeza, la velocidad del viento y el viento permanecen básicamente en la misma sala limpia, la sala limpia refleja con precisión la concentración de microorganismos. Muestreo, con la velocidad del aire a través del poroso.

Maquina de Muestra de Aire Biológico de Alta Efectividad con Pantalla Digital Bell-MA-FKC3



INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO