

MÁQUINA DE PRUEBA DE CINTA DE ADHERENCIA INICIAL - MARCA BELLTRONIC



Descripción:

Esta máquina se utiliza para realizar una prueba de adherencia inicial del peso de la cinta adhesiva delicada y el tipo de cinta comparativa. La máquina de prueba de cinta de bola de adhesión inicial se utiliza para probar el acoplamiento subyacente de la cinta de peso sensible y así sucesivamente. La máquina ofrecida es fácil de trabajar con alta practicabilidad.

Estándar:

ISO 9001:2000; ISO 9001:2008; QS-9000; ISO 14001:2004; CE, SGS, SMC, CMC, CPA, CE,CMA,IMC

Especificaciones:



SKU: BELLH-MAQPRU-AC05 | **Categorías:** [Equipo de prueba de cinta adhesiva](#) |

COTECNO