

MÁQUINA DE PRUEBA DE COMPRESIÓN / PARA CAJAS DE CARTÓN / PARA PAPEL - MARCA BELLTRONIC



Descripción:

Esto se utiliza para medir la calidad del peso de los contenedores, los soportes, etc. Para inspeccionar la resistencia al peso y la resistencia al golpe de los materiales de prensado en medio del transporte o transporte. Está equipado con 4 celdas de carga exactas para su identificación. Los resultados de las pruebas se muestran por PC.

Especificaciones:

- Instrumento de prueba de compresión de cartón de papel
- Alto calibre
- 2 años de garantía
- Costo razonable

Aplicaciones:

- La carga más extrema: prueba el mayor montón de contenedores de capas y cajas de santuario de abejas
- Prueba de apilamiento: prueba de apilamiento de diferentes contenedores arrugados y cajas de apiarios

Características :

Todos los ajustes de parámetros se pueden preparar en el cuadro de intercambio, y funciona sin esfuerzo;
El ejemplo de los informes de prueba puede actuar naturalmente asignado; La información de la prueba se puede mostrar específicamente en la pantalla de principio;
Selección de modo traslacional, similar mientras tanto para realizar varias correlaciones de información de doblez;
Con tres dialectos en chino simplificado, chino tradicional e inglés, la interfaz del producto se puede intercambiar de manera efectiva;
Con una variedad de unidades de estimación, Measure In Imperial y Metric son conmutables;
El instrumento de prueba de compresión de cartón de papel puede realizar pruebas de presión, inclinación, retención

de peso y debilidad.

Con auto-retorno y auto-remedio al trabajo;

Con el trabajo de amplificación programado, teniendo en cuenta el objetivo final para lograr el tamaño más adecuado de la representación;

Con alta precisión y valor sensible, puede probar el pulverizado rápidamente y detenerse naturalmente

Especificaciones:



SKU: BELLH-MAQPRUC-01 | **Categorías:** [Equipo de prueba de embalaje de papel](#) |

COTECNO