

## MÁQUINA DE PRUEBA DE RESISTENCIA A LA ROTURA POR TRACCIÓN / BARRA DE REFUERZO - MARCA BELLTRONIC



Máquina de prueba de resistencia a la rotura por tracción / Barra de refuerzo - Marca Belltronic

Prueba estándar de resistencia a la tracción de barras de refuerzo

ASTMD903,GB/T16491,GB/T1040,GB/T8808,GB13022,GB/T 2790/2791/2792,CNS-11888,JIS K6854, PSTC-7.

### Parámetros técnicos



**SKU:** BELLH-MAQPRUR-R01 | **Categorías:** [Equipo de prueba extensible](#) |

COTECNO