

MÁQUINA DE PRUEBA DE RESORTE DE COMPRESIÓN - MARCA BELLTRONIC



Descripción:

Esta máquina es ampliamente utilizada en cinta, caucho, plástico, calzado, cuero, prendas de vestir, tela, productos de papel, farmacia, entre otros., para resistencia a la tracción, resistencia al desgarro, resistencia al pelado, resistencia a la flexión, fuerza de corte, etc. con diferentes accesorios de acuerdo con Estándares nacionales e internacionales requeridos por el cliente. Se puede probar conectado a la computadora con fácil operación.

Especificaciones:



SKU: BELLH-MAQPRU-RC69 | **Categorías:** [Equipo de prueba de muebles](#) |

COTECNO