

MÁQUINA DE PRUEBA DE TAMBOR ROTATIVO - MARCA BELLTRONIC



Especificaciones:

1. Forro de ladrón de sección transversal hexagonal que mide 250 mm +/- 20 mm a través de las grasas.
2. La longitud del tambor es de aproximadamente 500 mm.
3. Pieza de paneles divisorios transversales provistos.
4. La velocidad de prueba se puede ajustar de 20 a 30 RPM.
5. Temporizador total para el ajuste del tiempo de prueba.
6. Diámetros de 30 kg Bola de acero de 4,8 mm, bola de acero de 15 kg de diámetro 4,0 y bola de acero de 15 kg de diámetro 5,6. Vista del tambor rotativo

SKU: BELLH-MAQPRU-TR01 | **Categorías:** [Equipo de prueba de utensilios de cocina](#) |

COTECNO