

## MÁQUINA PULIDORA DE MUESTRAS METALOGRÁFICAS MÁQUINA BELL-MAQPMM-300



SKU: B-01-25-0200-0108 | Categorías: Maquina de Ensayo Universal Hidralulica |



### **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

#### Características principales:

Este modelo es el instrumento económico y práctico diseñado para la preparación de muestras metalográficas.

Puede satisfacer las demandas de preparación de muestras de los clientes muy bien. Este modelo se diseña y se fabrica según el espécimen avanzado internacional que prepara.

Equipado con una carcasa de plástico reforzado con fibra de vidrio y piezas de acero inoxidable que no se oxidan.

Hay dos niveles de velocidades constantes para el disco de trabajo. El disco de trabajo puede ser cambiado y reemplazado rápidamente.

### **Especificaciones técnicas:**

Modelo	Bell-MaqPMM-300
Código SKU	B-01-25-0200-0108
Diametro de Disco de trabajo (mm=	300mm
Valocidad de Rotacion	150 / 300 rpm (dos niveles, constante)
Voltaje	3 Fases, 380V 50Hz
Dimensiones	430 * 710 * 300 mm
Peso (Kg)	55 Kg



# INFORMACIÓN ADICIONAL