

MATRAZ AFORADO, CLASE A VIDRIO BORO 3.3 SERIE



SKU: N / A | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Código Cotecno	Código SKU	Capacidad (ml)	Capacidad tolerancia (+_ml)	Esmerilado	Altura (mm)	Diámetro exterior de la botella	Diámetro exterior del cuello(mm)	Embalaje
	B-01-43-01-0012	5ml						
	B-01-43-01-0013	10ml	0.02	10/19	90	28	12	400pcs/ctn
	B-01-43-01-0014	25ml	0.03	10/19	105	39	13	240pcs/ctn
	B-01-43-01-0015	50ml	0.05	12/21	140	47	16	200pcs/ctn
	B-01-43-01-0017	200ml	0.15	14/23	210	75	18	72pcs/ctn
	B-01-43-01-0018	250ml	0.15	14/23	225	80	18	72pcs/ctn

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO