

MATRAZ AFORADO DE 250 ML - H-3392



Matraces volumétricos para gravedad específica


Compatible con los siguientes estándares: <u>ASTM D854</u>, AASHTO T100

Los matraces de vidrio utilizados en las determinaciones de gravedad específica están calibrados para contener la capacidad nominal a 20 °C dentro de las tolerancias permitidas. Disponible con y sin tapón.

SKU: H-3392 | Categorías: <u>Humboldt</u>, <u>Matraces y botellas</u> |



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



H-3391 Matraz aforado de 100 ml

H-3392 Matraz aforado de 250 ml

H-3393 Matraz aforado de 500 ml

H-3394 Matraz aforado de 250 ml con tapón

H-3395 Matraz aforado de 500 ml con tapón

Código del Producto

H-3392



INFORMACIÓN ADICIONAL