

**MATRAZ AFORADO DE VIDRIO TRANSPARENTE, VOLAC FORTUNA 1000 ML, CON TS
24/29, DE-M**



SKU: PG-US258_WAC_K_2 | **Categorías:** [Material de vidrio de laboratorio](#) | **Etiquetas:** [aforado](#), [con](#), [DEM](#), [FORTUNA](#), [Matraz](#), [transparente](#), [vidrio](#), [VOLAC](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MATRAZ AFORADO DE VIDRIO TRANSPARENTE, VOLAC FORTUNA 1000 ML, CON TS 24/29, DE-M

Descripción: Matraz aforado de vidrio transparente.

Nombre del producto: VOLAC FORTUNA

Volumen y graduación: 1000 ml.

Característica: con TS 24/29

Característica adicional: con tapón de polipropileno.

Color de gradación: gradación azul

certificado según a: DE-M

Materiales: Vidrio de borosilicato, PP.

Hersteller/Manejador: Poulten y Graf

Clases de precisión: USP Clase A

Certificado: con un certificado

Tamaño: 1000

[Source link](#)

[Volumetric Glassware](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Volumetric Glassware

COTECNO