

## MATRAZ AFORADO O VOLUMÉTRICO CERTIFICADO



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Matraz](#) |

## VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	Capacidad (ml)
	BellMatAfoVoluCer-100		100
	BellMatAfoVoluCer-200		200
	BellMatAfoVoluCer-250		250

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Matraz aforado o volumétrico certificado

Código Del Producto	Capacidad (ml)	Detalles
BellMatAfoVolCer-100	100 MI	Matraz aforado o volumétrico certificado - 100ml
BellMatAfoVolCer-200	200 MI	Matraz aforado o volumétrico certificado - 200ml
BellMatAfoVolCer-250	250 MI	Matraz aforado o volumétrico certificado - 250ml

**Incluye certificado y numero de serie único**

COTECNO